



MOPEDIA®

ČEŠTINA

BEZPEČNOSTNÍ MADLA K WC

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. OZNAČENÍ.....	STR.3
2. ÚVOD.....	STR.3
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.....	STR.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STR.3
5. OBECNÁ VAROVÁNÍ	STR.4
6. SYMBOLY	STR.4
6. MONTÁŽ.....	STR.4
7. SEŘÍZENÍ VÝŠKY	STR.5
8. PŘED POUŽITÍM	STR.5
9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ	STR.5
10.ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STR.5
10.1 Čištění.....	str. 5
10.2 Dezinfekce	str. 5
11. PODMÍNKY LIKVIDACE	STR.5
12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STR.6
13. ZÁRUKA	STR.6
14. OPRAVY	STR.6
14.1 Záruční opravy..	str. 6
14.2 Oprava nekrytá zárukou.....	str. 6
14.3 Zařízení bez závad.....	str. 6
15. NÁHRADNÍ DÍLY	STR.6
16. VYJÍMKY	STR.6

 Zdravotnické zařízení třídy I
 NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 Evropského parlamentu a Rady ze dne
 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. OZNAČENÍ

RS910 Bezpečnostní madla k WC

2. ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení bezpečnostních madel k WC MOPEDIA z nabídky produktů společnosti Moretti S.p.A. Tento návod k použití obsahuje doporučení pro správné používání tohoto produktu a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím produktu si pečlivě přečtete tento návod. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na svého prodejce pro radu nebo pomoc. V případě pochybností doporučujeme kontaktovat prodejce, který vám může náležitě pomoci a poradit.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Pomůcky do vany / sprchy řady MOPEDIA od Moretti jsou navrženy tak, aby usnadnily usazování osob se zdravotním postižením nebo pohybovými obtížemi v koupelně.

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození jakýchkoliv částí výrobku vlivem přepravy. V případě poškození produkt nepoužívejte. Další pokyny vám poskytne váš prodejce.

POZOR!

Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Společnost Moretti S.p.A. odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití. Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Moretti S.p.A. na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobek vyrobený a prodávaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny SEZENÍ A PODPORA K WC vyhovuje ustanovením nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Zařízení splňují požadavky obecné bezpečnosti a výkonu požadované přílohou I nařízení 2017/745 a stanovené přílohou IV výše uvedeného předpisu.
2. Zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍMI NÁSTROJI.
3. Zařízení NEJSOU VYROBENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v NESTERILNÍM BOXU.
5. Zařízení patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného předpisu.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od poslední výroby série.

Poznámka: Kompletní označení produktů, registrační kód výrobce (**SRN**), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou obsaženy v prohlášení EU o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých informačních kanálů.

5. OBECNÁ VAROVÁNÍ

Tento produkt je doporučen osobám s maximální hmotností 100 kg.

Pro správné používání produktu se obraťte na tento návod.

- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah jakéhokoli zdroje tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení je definována opotřebením dílů.
- Vždy věnujte zvýšenou pozornost přítomnosti dětí v blízkosti produktu.
- Před použitím zkontrolujte, zda byl produkt dodán v perfektním stavu.
- V případě pochybností o používání, seřizování nebo údržbě výrobku se obraťte na svého prodejce.
- Opotřebené, poškozené nebo chybějící součásti je nutno vyměnit.
- Neskladujte výrobek venku.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, řádné utažení šroubů a dobrý stav gumových krytek.
- Vyvarujte se používání produktu na mokrému povrchu.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s tímto produktem, výrobci a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

6. SYMBOLY



Označení produktu



Unikátní identifikace zařízení



Označení CE



Výrobce



Šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnické zařízení



Podmínky likvidace

6. MONTÁŽ



RS910

Pomůcka na WC, demontovatelná, výškově nastavitelná, rám z eloxovaného hliníku. Tato pomůcka pomáhá pacientovi posadit se a vstát.

Při montáži postupujte podle obrázku, pomocí šroubů upevníte přední tyč (A) a zadní tyč (B). Ujistěte se, že jsou všechny šrouby dostatečně utažené.

7. SEŘÍZENÍ VÝŠKY

Stiskněte západku a posuňte tyč do požadované výšky. Zasuňte západku a ujistěte se, že je zcela prostrčena požadovaným otvorem. Zkontrolujte, zda mají všechny čtyři nohy stejnou výšku.

8. PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte opotřebení mechanických částí, abyste zajistili, že bude používání zařízení zcela bezpečné pro osoby a věci.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.

9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Výrobce a distributor neodpovídají za žádnou odpovědnost za důsledky nesprávného používání výrobku.

- Nepoužívejte produkt u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na štítku umístěném na rámu výrobku.
- Během polohování se vyhněte náhlým pohybům.
- Dávejte pozor na mokré podlahy, na mokré nebo kluzké povrchy, mohlo by to ztížit polohování pacienta.
- Neskladujte zařízení venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu produktu, správnost utažení šroubů a stav ochranných gum.
- V případě pochybností o použití, seřízení nebo údržbě produktu se obraťte na svého prodejce.

VAROVÁNÍ!

 Nepřekračujte maximální povolenou kapacitu!

10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

10.1 Čištění

K čištění výrobku použijte pouze hadřík namočený ve vodě nebo teplou vodou a neutrální mýdlo a osušte čistým a suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton při čištění, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezivění kovových povrchů. Výrobní společnost nenese odpovědnost za škody způsobené použitím korozivních chemikálií nebo materiálů, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku.

10.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.

11. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžný komunální odpad. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím společných městských ekologických sběrných míst pro předpokládanou recyklaci použitých materiálů.

12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

RS910

*ROZMĚRY:



Š: 63 CM



D: 49 CM



V: 60,5÷70,6 CM



MAX. HMOTNOST:

100 KG

* ROZMĚRY ZNAČÍ CELKOVÉ STŘEDNÍ HODNOTY

13. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo změnou výrobku a záruka nebude platná, pokud nebudou přesně dodržovány pokyny k použití. V tomto návodu je uvedeno správné zamýšlené použití zařízení. Společnost Moretti neodpovídá za škody způsobené zraněním osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím nebo v souvislosti s nimi.

Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady za následujících podmínek: živelná pohroma, nepovolená údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájecím zdrojem (je-li k dispozici) použitých náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neoprávněné úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka společností Moretti), nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřeбенí při správném používání zařízení.

14. OPRAVY

14.1 Záruční oprava

V případě, že výrobek Moretti bude mít v záruční době vady materiálu nebo výrobní vady, Moretti se zákazníkem potvrdí, zda lze vadu pokrýt ze záruky.

Společnost Moretti může podle svého výhradního uvážení opravit nebo vyměnit položku v záruce u prodejce Moretti nebo v místě společnosti Moretti. Náklady na práci za opravu mohou být účtovány společností Moretti, pokud je oprava kryta zárukou. Oprava nebo výměna neobnovuje ani neprodlužuje záruku.

14.2 Oprava nekrytá zárukou

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím povolení od zákaznického servisu Moretti. Náklady na práci a poštovné při opravě, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem nebo prodejcem. Na opravy produktů, na které se nevztahuje záruka, se poskytuje záruka po dobu šesti (6) měsíců od data, kdy obdržíte opravu výrobku.

14.3 Zařízení bez závad

Zákazník bude informován, pokud po přezkoumání a testování vráceného produktu společnost Moretti tvrdí, že výrobek není vadný. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu uhradí zákazník.

15. NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly a příslušenství najdete výhradně v obecném katalogu Moretti.

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí.

16. VYJÍMKY

Kromě případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti nenabízí žádné vyjádření, záruku nebo podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování a rušení.

Společnost Moretti nezaručuje, že používání výrobku Moretti bude nepřerušené nebo bez chyb. Trvání jakýchkoli implikovaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezeno záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s produkty pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá zřeknutí se odpovědnosti a omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Prodejce: _____

Adresa _____ Město _____

Zákazník: _____

Adresa _____ Město _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

VYROBENO V ČR

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022 Cavriglia
(Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com