


Návod k použití



HYDRAULICKÝ NOSÍTKOVÝ ZVEDÁK

TOPAZ


5472,00 (hydraulická verze)

5479,00 (elektrická verze)


SHRnutí

OBSAH	STRÁNKY
OBEcnÉ VÝKRESY	2
ROZMĚRY	2
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	3
OPERACE	3
ROZSAH POUŽITÍ	4
TRANSFERY	
Z POSTELE K VANĚ	5 5
PRAVIDELNÁ KONTROLA	6
ÚDRŽBA	7
DOBÍJENÍ BATERÍ	7
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY	7
VÝMĚNA POJISTEK	7
ÚPRAVA UPEVNŮVACÍHO BODU NOSÍTEK	8
FORMULÁŘ PRO ÚDRŽBU (LOGBOOK)	9

OBECNÉ VÝKRESY



ROZMĚRY



5472.00

5479.00

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PODVOZEK:

- Antikorozi povrchová úprava, modrá barva.
- Kryty, zelená barva.
- 2 kola s brzdami vzadu a 2 vpředu pro lepší manévrovatelnost.

Zvedací systém (5472.00 hydraulická verze):

- Zvedák s tlakem oleje.
- Nastavení pomocí ovládání nohou.

Zvedací systém (5479.00 elektrická verze):

- 24V elektrický konektor.
- Elektrické dálkové ovládání.
- Tlačítko nouzového zastavení.
- Tlačítko nouzového spouštění.
- 2x12 V dobíjecí baterie, 8 Ah.
- Nabíječka 24 V, 1000 mA.
- Pojistka dobíjení 1,6A umístěná na krytu.
- 10A generální pojistka umístěná na pravé straně rámu.
- Dosah: 80 ↑ ↓ se 130 kg.

PONORITELNÉ ČÁSTI:

- Ocelová konstrukce spojená ze 3 dílů se dvěma nastavitelnými bezpečnostními područkami a přijímacími díly z polyuretanu.

VŠEOBECNÉ:

- | | |
|---|--------|
| • Rozsah zdvihu (hydraulická verze): | 50 cm |
| • Rozsah zdvihu (elektrická verze): | 60 cm |
| • Maximální hmotnost pacienta | 150 kg |
| • Hmotnost nosítek (hydraulická verze): | 58 kg |
| • Hmotnost nosítek (elektrická verze): | 63 kg |

SHODA:

- Označení E.C.
- Zařízení v souladu s ustanoveními pokynu Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 týkajícího se zdravotnických prostředků.
- V souladu s normou NF EN ISO 10535 týkající se zvedáků pro přepravu osob se zdravotním postižením.
- Normy: EN292 / EN614-1 / EN980 / EN1041 / EN1441/ EN ISO 9999(1998) / EN60601-1 / EN60601-1-2 / EN12182(1997).

OPERACE

Hydraulický nosítkový zvedák je dodáván s jedním hydraulickým zvedákem, který umožňuje zvedání a spouštění pacientů. Pedál pro zvýšení/spuštění hydraulického zvedáku je umístěn na zadní straně krytu rámu.

Elektrická nosítka jsou dodávána s jedním elektrickým zvedákem a ručním ovladačem, který umožňuje zvedání a spouštění pacientů. Zadní kola jsou vybavena brzdami pro znehybnění zvedáku během zvedání nebo spouštění pacientů.

ROZSAH POUŽITÍ

Tento nosítkový zvedák, který se skládá ze základny na kolečkách a nosítek, umožňuje přenášet pacienty na lůžko, do vany atd... Topaz smí používat pouze kvalifikované osoby, které si přečetly návod k použití a porozuměly mu.

Přístroj Topaz je určen pouze k přenosu pacienta. Topaz má maximální nosnost **150 kg**.

Převoz pacienta lze provádět pouze na pevném a rovném podkladu se sklonem menším než 5 stupňů. Přístroj Topaz se nepoužívá během dobíjení baterií.

Používejte pouze nakladač, který je k dispozici se sedačkovou lanovkou.

Nabíječka musí být připojena pouze do zásuvky s napětím 220/230 V umístěné v suchém prostředí.

Elektrické dobíjení baterií je zakázáno v koupelně.

! Výrobce nenese odpovědnost, pokud je výrobek používán, měněn nebo sestaven jiným způsobem, než je předepsáno v tomto návodu.

TRANSFERY

Před každým stěhováním je nutné zkontrolovat dobrou stabilitu pacienta.

Z POSTELE :

- Pokud je to možné, položte pacienta na bok.
- Otočte 2 bezpečnostní tyče za nosítka.
- Přitlačte matraci pomocí nosítek.
- Zablokujte 2 zadní kola s umístěnými brzdami.
- Vyklopte pacienta na nosítka.
- V případě potřeby upravte záda pacienta a zvedněte kloubovou část nosítek.
- Odklopte 2 bezpečnostní tyče.
- Při návratu na lůžko postupujte v opačném pořadí.

DO VANY:

- Pomocí ovladačů vysoké/nízké polohy umístěte nosítka nad vanu.
- Regulujte stoupání vany až do požadované výšky.
- Pomocí ovladačů vysoké/nízké polohy snižte nosítka tak, abyste dosáhli požadovaného ponoření.
- Po koupání nejprve vypusťte vanu a teprve poté otevřete odtok.

PRAVIDELNÁ KONTROLA

1) Pravidelná kontrola nosítkového zvedáku by měla být prováděna v intervalech stanovených výrobcem, nejméně však jednou ročně. Pravidelnou kontrolou se rozumí vizuální prohlídka (zejména nosné konstrukce nosítek a zdvihacího mechanismu s přídatnými zařízeními, brzdami, ovládacími prvky, bezpečnostními zařízeními a zařízeními pro podporu osob) a jakékoli funkční zkoušky a údržbová opatření, která mohou být požadována, např. seřízení brzd, dotažení upevňovacích prvků.

Každá kontrola by měla zahrnovat pracovní zatížení jednoho (1) zdvihacího cyklu s maximálním zatížením.

2) Pravidelnou kontrolu by měla provádět osoba, která má vhodnou a náležitou kvalifikaci a je dobře obeznámena s konstrukcí, používáním a péčí o nosítkový zvedák. Rozsah pravidelné kontroly by měl být uveden v příručce dodané s nosítkovým zvedákem.

3) Veškeré připomínky důležité pro bezpečnost nosítkového zvedáku by měly být zaznamenány, nejlépe v deníku, který by si měla ponechat osoba (osoby) odpovědná (odpovědné) za servis/údržbu nosítkového zvedáku.

Do deníku by se mělo zaznamenat také datum, kdy byla v reakci na zjištěná pozorování přijata nápravná opatření.

4) Do deníku by měl být zaznamenán záznam o datu kontroly nosítkového zvedáku a výsledku kontroly spolu s podpisem kontrolora.

Veškeré odnímatelné podpůrné jednotky tuhé karoserie zahrnuté do prohlídky by měly být zřetelně označeny pro identifikaci a zaznamenány v protokolu. Záznam by měl obsahovat situaci použití (domov nebo typ instituce atd.).

5) Pokud pravidelná kontrola odhalí jakoukoli závadu, opotřebení nebo jiné poškození, které ohrožuje bezpečnost nosítkového zvedáku, je třeba o tom neprodleně informovat vlastníka.

V případě bezprostředního ohrožení bezpečnosti by měl být nosítkový výtah okamžitě vyřazen z provozu. Poté se nesmí používat, dokud nebude závada odstraněna.

6) Závady a poškození důležité pro bezpečnost nosítkového výtahu, které se vyskytly mezi kontrolami a které již vedly k nápravným opatřením, by měly být zaznamenány v protokolu.

7) Závady a poškození by měly být nahlášeny zpět společnosti Reval, aby mohla být přijata opatření. Tato zpětná vazba by měla být zaznamenána v deníku.

ÚDRŽBA

Pokud hrozí riziko zkřížené infekce, je vhodné nosítka po každém pacientovi vyčistit.
Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla (drátěnku).

☞ Nepoužívejte proud vody.

☞ K dezinfekci nepoužívejte alkoholové přípravky.

DOBÍJENÍ BATERIE (ELEKTRICKÁ VERZE)

Baterie se musí dobíjet každý den.

Připojte nabíječku (dodanou se zvedákem) k dobíjecí zástrčce umístěné na levé straně krytu. Doba dobíjení : 6 hodin

Dobíjení lze provádět se zapnutým tlačítkem nouzového zastavení nebo bez něj.
Dbejte na to, aby byla nabíječka chráněna před případnými otřesy.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY (ELEKTRICKÁ VERZE)

Elektrický zvedák je vybaven dvěma bezpečnostními systémy:

Tlačítko nouzového zastavení zabraňuje tomu, aby se židle zvedala a klesala.
Tlačítko pro nouzové spuštění: jedná se o nezávislý systém, ovládaný rukou, umístěný na krytu rámu.
Tento systém umožňuje v případě špatné funkce výtahu sjet židli dolů neustálým stiskem tlačítka.

Tuto funkci není nutné používat, pokud výtah funguje správně.

VÝMĚNA POJISTEK (ELEKTRICKÁ VERZE)

ZMĚNA GENERÁLNÍ POJISTKY :

Vyměňte vadnou pojistku (na pravé straně krytu, na rámu). Vezměte novou pojistku (nachází se vedle druhé pojistky).
Vyměňte pojistku.

Doporučuje se vyměnit náhradní pojistku (10A pojistka).

VÝMĚNA DOBÍJECÍ POJISTKY :

Stejným způsobem vyměňte i pojistku dobíjení (1,6 A), která je umístěna na krytu.
Dobíjecí pojistka 1,6A je dodávána se zvedákem v sáčku.

ÚPRAVA UPEVNŮVACÍHO BODU NOSÍTEK

Poloha nosítek na stožáru je nastavena z výroby. Může ji upravit technický servis zákazníka.

Tato práce vyžaduje největší pozornost. Nikdo nemusí být na sedadle.

- Stožár výtahu chraňte plastovou fólií.
- Jedna ze dvou osob musí během práce držet nosítka.
- Plochým šroubovákem odšroubujte kryt nosítek (ochranný kryt ramene).
- Vyšroubujte 4 šrouby nosítek pomocí 2 plochých klíčů velikosti 13, aniž byste je úplně vyndali.
- Nastavte nosítka do požadované výšky .
- Přišroubujte a namontujte zpět kryt.

Utahování musí být prováděno pečlivě a kontrolováno.
--

Datum kontr oly	Nosítka	Testy (150 kg)	Pozorování	Opravy	Zástupce (jméno a podpis)



FRANCIE :

Reval®

Z.A. Fief des Prises

Usseau 17220 Sainte Soulle

Tel: (33) 05.46.42.04.16

Fax: (33) 05.46.43.06.38

www.groupe-reval.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ :

Reval® Continuing Care Limited

Unit 17 Brynmenyn Busines

Centre St Theodore's Way -

Brynmenyn CF32 9TZ BRIDGEND -

WALES

Tel: 01656 721 001

Fax: 01656 720 006

www.reval-group.com