



KYARA®

VYHŘÍVACÍ PODLOŽKA

POD MATRACI



Obsah

1.	KÓDY	3
2.	ÚVOD	3
3.	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
4.	SYMBOLY	5
5.	OBECNÝ POPIS	6
6.	NÁVOD K POUŽITÍ.....	7
6.1	Jak umístit vyhřívací podložku pod matraci	7
6.2	Funkce automatického vypnutí.....	7
6.3	Vypnutí.....	7
7.	ÚKLID A ÚDRŽBA	8
7.1	Úložišť	8
8.	OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE.....	9
9.	TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	9
10.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	10
11.	ZÁRUKA	10
11.1.	Doložky o výjimkách.....	11

1. KÓDY

LTK780 Vyhřívací podložka pod matraci - JEDNOTLIVÁ 150x80 cm


LTK785 Vyhřívací podložka pod matraci - DVOJITÁ 160x140 cm

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali vyhřívací matraci řady Kyara od společnosti Moretti. Před použitím spotřebiče si prosím přečtěte zejména návod k obsluze a bezpečnostní upozornění a vždy je dodržujte. Tento návod a obrazovou příručku uschovejte u spotřebiče pro případné budoucí nahlédnutí. Pokud přístroj předáte jinému uživateli, nezapomeňte přiložit také tuto dokumentaci. Tento návod obsahuje návrhy pro správné používání spotřebiče a cenné rady pro Vaši bezpečnost. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození všech částí výrobku. V případě poškození výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce, který vám poskytne další pokyny.

3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Po vyjmutí spotřebiče z obalu zkontrolujte jeho neporušenost a případné poškození během přepravy. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na místního prodejce. Nedovolte dětem, aby si s obalem hrály!
Plastový obal uchovávejte mimo dosah dětí; hrozí nebezpečí udušením!
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda údaje o síťovém napětí uvedené na identifikačním štítku odpovídají údajům o dostupné elektrické síti. Identifikační štítek je připevněn ke spotřebiči.
- Tento přístroj je určen výhradně jako vyhřívací matracová podložka pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je nevhodné a potenciálně nebezpečné.
- Při prvním použití můžete zaznamenat nepříjemný zápach způsobený syntetickými materiály.
- Kontrolu vyhřívací matracové podložky zvenčí rukama nelze brát v úvahu, protože by to mohlo vést k mylnému výsledku vyzařovaného tepla.
- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, dohledem nebo po obdržení pokynů k jeho použití.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nepoužívejte spotřebič u nemocných osob, u kojenců nebo u osob, které jsou v bezvědomí nebo necitlivé na teplo.
Tento spotřebič nesmí používat děti, pokud ovládací zařízení předem nenastavil rodič nebo opatrovník nebo pokud dítě nebylo řádně poučeno o tom, jak přístroj bezpečně používat.
-  **VAROVÁNÍ - NEVHODNÉ** pro děti mladší 3 let. Děti mladší 3 let nesmí spotřebič používat, protože nejsou schopny reagovat v případě přehřátí.
- **NESMÍTE** ovládání teploty aktivovat mokřými rukama.
- **Netahejte** za napájecí kabel **ani** za samotný spotřebič, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.

- **NEPONOŘUJTE** napájecí kabel a dálkové ovládání.
- Chcete-li zařízení odpojit, netahejte za kabel, pouze odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Před čištěním nebo údržbou a v době, kdy spotřebič nepoužíváte, jej vždy odpojte od elektrické sítě.
- Chcete-li zařízení odpojit, netahejte za kabel, pouze odpojte zástrčku ze zásuvky.
- V případě poruchy nebo špatné funkce spotřebiče jej vypněte a nemanipulujte s ním. Pokud je třeba spotřebič opravit, obraťte se na autorizovaný technický servis.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném technickém servisu, aby se předešlo všem rizikům.
- Spotřebič musí být používán výhradně s typy ovládání uvedenými na štítku.
- Dálkové ovládání vyhřívací matracové podložky **NEUMÍSTUJTE** pod polštář, příkrývky nebo potah, když je zařízení zapnuté.



NEPOUŽÍVEJTE složený spotřebič.

- Před uskladněním nechte spotřebič vychladnout a teprve poté jej složte.
- Nenechávejte ve spotřebiči složené oblečení.
- Spotřebič často kontrolujte a zjišťujte známky opotřebení. Pokud se takové příznaky objeví nebo pokud byl spotřebič nesprávně používán, obraťte se před dalším používáním na autorizované středisko technické pomoci.
- Lidé s kardiostimulátorem **by** zařízení **NEMĚLI** používat. Přístroj lze použít k předehřátí lůžka, ale před ulehnutím do postele je třeba jej vypnout a odpojit.
- Tento přístroj není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je mokrý nebo na místech s vysokou vlhkostí (např. v koupelně).
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k ohřívání zvířat.
- **NENECHÁVEJTE** spotřebič v provozu, když spíte. Před usnutím přístroj vždy vypněte.
- Pokud je přístroj používán delší dobu, měl by být volič nastaven na úroveň 1-2 (minimální teplo).
- **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj na oteklých nebo bolestivých částech těla.
- Pokud během používání pocítíte bolest, okamžitě přístroj vypněte.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud jsou ve vzduchu přítomny vysoce hořlavé plyny.
- Přístroj **NIKDY nepoužívejte** v blízkosti zdroje plynu.
- Na přístroj **NEUMÍSTUJTE** hořlavé materiály nebo materiály, které se vlivem tepla snadno znehodnotí (např. karton, plast, papír, svíčky).
- **NIKDY** nevystavujte spotřebič jiným zdrojům tepla (např. hořákům nebo troubám), teplotám pod bodem mrazu, přímému slunečnímu záření a vlhkosti.



NEZAVÁDĚJTE ŠPENDLÍKY ANI JEHLY.

- Dlouhodobé používání přístroje při vysoké teplotě může způsobit popálení pokožky.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** s mokřima nebo vlhkýma rukama a/nebo nohama.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj v koupelně, prádelně, vždy jej umístěte tak, aby nespadol do vody.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely; pokud není prodlužovací kabel vhodný, může dojít k jeho přehřátí.
- **NEPOUŽÍVEJTE** na polohovatelných lůžkách: v opačném případě před použitím zkontrolujte, zda nemůže dojít k zachycení nebo zablokování krytu a kabelu.
- **NEZASOUVEJTE.**


POZOR!
V případě nesprávného použití hrozí riziko možného poranění.

4. SYMBOLY



Kód produktu



Měsíc a rok výroby



Označení CE



Návod k použití



Likvidace



Izolační třída II



Nepoužívejte bělidlo



Ruční praní při teplotě nejvýše 30°



Nečistěte v čistírně




Vyhřívací matracovou podložku nesušte v sušičce



Nežehlete

5. OBEČNÝ POPIS

ČEŠTINA



(Obrázek je pouze ilustrativní)

HLAVNÍ SOUČÁSTI

- 1) Dálkové ovládání
- 2) Volič teploty
- 3) Displej
- 4) Konektor
- 5) Konektor bas
- 6) Vyhřívací podložka pod matraci

6. NÁVOD K POUŽITÍ


Vyhřívací matracová podložka musí být umístěna mezi matrací a prvním prostěradlem, nikoli přes postel nebo lidi.



POZOR!

Vyhřívací matracovou podložku lze používat pouze s dodaným ovládáním. Příbuzný model je uveden na štítku přišitém na panelu.

6.1 Jak umístit vyhřívací podložku pod matraci



(Obrázek je pouze ilustrativní)

- 1) Položte podložku přímo na matraci, zástrčkou směrem k matraci. Ujistěte se, že je natažená, a zajistěte ji přiloženými popruhy. Vyhřívací podložku pod matraci **NEUMÍSTUJTE** pod polštář.
- 2) Přes podložku matrace položte první prostěradlo a připravte postel jako obvykle.
- 3) Zasuňte zásuvku ovládání do zástrčky a připojte ovládání nastavení teploty k matracové podložce. U dvojitého modelu je nutné tuto operaci zopakovat i pro druhý úchyt. Vyhřívací matracovou podložku odpojte ze zásuvky stisknutím páček po stranách zástrčky. Zasuňte zástrčku ovládacího kabelu do zásuvky. Otáčením regulačního knoflíku zvolte požadovanou teplotu. Pro dosažení rychlého ohřevu zvolte vysokou teplotu přehřevu. Pro delší ohřev zvolte teploty 1 až 4.
 - Úroveň 0 = vypnuto
 - Úroveň 1 = minimální teplota
 - Úroveň 2 = průměrná teplota
 - Úroveň 3 = maximální teplota

6.2 Funkce automatického vypnutí

- Vyhřívací matracová podložka je vybavena systémem automatického vypnutí. Po 180 minutách provozu se automaticky vypne.
- Chcete-li přístroj znovu zapnout, nastavte volič teploty do polohy "0", počkejte několik sekund a poté znovu zvolte požadovanou teplotu.

6.3 Vypnutí

- Vyhřívací matraci vypněte nastavením voliče teploty do polohy "0".
- Vyjměte zástrčku ze zásuvky.

7. ÚKLID A ÚDRŽBA



Nepoužívejte bělidla



Ruční praní při teplotě nejvýše 30°



Nečistěte v čistírně



Vyhřívací matracovou podložku nesušte v sušičce



Nežehlete

- Tkanina lůžkovin může časem přirozeně zežloutnout. To neohrožuje bezpečnost a/nebo výkon samotného zařízení.
- Před čištěním se ujistěte, že vyhřívací matracová podložka není připojena k elektrické síti a že je studená.
- Před čištěním se ujistěte, že je připojovací kabel odpojen.
- Praní v pračce, chemické čištění nebo sušení v bubnové sušičce může poškodit vnitřní topný drát v důsledku působení síly vysoké rychlosti. Vyhřívací matracovou podložku lze prát ručně při teplotě nepřesahující 30 °C. Chcete-li vyhřívací matracovou podložku vysušit, položte ji na povrch, který absorbuje vlhkost.
- **NESTLAČOVAT ANI NEMAČKAT.**
- Používejte neutrální čisticí prostředek.
- **NEPOUŽÍVEJTE** bělidlo.
- **NESUŠTE** v sušičce, nechte vyhřívací matracovou podložku vyschnout na vzduchu. **NEPOKLÁDEJTE** ji na radiátory nebo jiné topné systémy.
- **NEŽEHLETE.**
- **NEPOUŽÍVEJTE** kolíky na elektrických částech zařízení, aby nedošlo k jejich poškození.
- Před dalším použitím se ujistěte, že je vyhřívací matracová podložka zcela vysušená.
- Při čištění nepoužívejte chemické ani abrazivní prostředky.
- Nikdy neponořujte napájecí kabel ani dálkový ovladač do vody nebo jiných tekutin, mohlo by dojít k nevratnému poškození.
- **NEPOUŽÍVEJTE** vyhřívací matracovou podložku, dokud není zcela suchá.
- **ROZLOŽENÍ OHŘÍVAČE POSTELE**
 - Doporučuje se položit na ohřátou postel, aby se dosáhlo původní velikosti. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když je výrobek ještě vlhký, a to tak, že postupně vytáhnete boční pružky. Může být nutné tuto operaci několikrát opakovat, dokud výrobek nebude suchý.
 - Zkontrolujte, zda nejsou kabely zkroucené nebo ohnuté. Takovou kontrolu je lepší provádět proti světlu.
 - V případě problémů s kabelem, po rozložení vyhřívací matracové podložky, nebo pokud matracová podložka nemá svůj původní tvar, kontaktujte nejbližšího prodejce pro bezpečnostní kontrolu.

7.1. Úložiště

- Před uskladněním nechte výrobek vychladnout.
- Během skladování nepokládejte na výrobek žádné předměty.
- Vyhřívací matracovou podložku vždy skladujte na suchém místě mimo dosah jiných zdrojů tepla.

8. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE



Výrobek je zabalen do recyklovatelných materiálů. Likvidujte jej v souladu s normami na ochranu životního prostředí.



Výrobek musí být řádně zlikvidován v souladu s evropskou normou 2002/96/ES. Recyklovatelné materiály obsažené ve spotřebiči musí být využity tak, aby se zabránilo znečištění životního prostředí. Další informace získáte u místního orgánu pro likvidaci nebo u prodejce spotřebiče.

9. TECHNICKÉ VLASTNOSTI



MORETTI
www.morettispa.com










 NO BLEACH


 NO IRONING

Model: REF


 NO DRY CLEAN


 NO WASHER DRY

Voltage: LOT
 Rated power input:

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY MORETTI S.P.A. Cavriaglia (AR) Italy. MADE IN P.R.C.

IT - USARE SOLO CON IL COMANDO SS03. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.

EN - USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SS03. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY, DO NOT USE IF WET.

ES - USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SS03. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NIÑOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HUMEDA.

PT - USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SS03. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULAÇÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.

(Obrázek je pouze ilustrační)



Cod. LTK780

- Rozměry 150x80 cm
- Výkon 60W
- Napětí 220-240V ~ 50/60Hz
- Automatické vypnutí přibližně 180 min
- Hmotnost 880 g asi
- Materiál 100% polyester
- Svrchní část: sherpa vlas



Cod. LTK785

- Rozměr 160x140 cm
- Výkon 2x60W (max. 120W)
- Napětí 220-240V ~ 50/60Hz
- Automatické vypnutí přibližně 180 min
- Hmotnost 1,7 kg cca
- Materiál 100% polyester
- Svrchní část: sherpa vlas

**POZOR!**

Pokud elektrické zařízení nefunguje správně a je vadné, nepokoušejte se ho opravit sami.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje.	Zařízení nepřijímá zdroj napájení.	Ověřte, zda: <ol style="list-style-type: none"> napájecí kabel je připojen k zásuvce; zástrčka je zasunuta do zásuvky; zásuvka je vadná; byla aktivována pojistka vaší síťové přípojky.
	Byla zvolena libovolná úroveň teploty. Výběr teploty je v poloze 0.	Nastavte volič teploty do polohy 1, 2 nebo 3.
	Ochrana proti přehřátí je aktivována.	Nechte zařízení zkontrolovat u výrobce.

11. ZÁRUKA

Na každý výrobek Moretti je poskytována záruka po dobu 2 (dvou) LET od data nákupu, s výjimkou níže uvedených omezení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, zneužitím, úpravami výrobku nebo jiným použitím, které není v souladu s návodem k použití.

Správné použití výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti S.p.A. nenese odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené nesprávnou montáží/nesprávným používáním zařízení, které není v souladu s uživatelskou příručkou.

Společnost Moretti neručí za poškození nebo závady svých výrobků v následujících případech: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, škody způsobené problémy s elektrickým napájením (pokud je poskytováno), použití dílů nebo komponentů, které neposkytla společnost Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, škody způsobené přepravou (odlišnou od originální dodávky společnosti Moretti) nebo nedodržení údržby zařízení podle pokynů v návodu.

Na součásti podléhající opotřebení se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

11. Doložky o výjimkách

S výjimkou toho, co je jasně uvedeno v této záruce a v souladu se zákonem, společnost Moretti S.p.A. neposkytuje svým zákazníkům žádné jiné prohlášení, záruku nebo podmínku, výslovnou nebo implicitní, včetně prohlášení, záruky nebo podmínky prodejnosti, neporušitelnosti nebo nezasahování, vhodnosti pro konkrétní cíl. Společnost Moretti S.p.A. nezaručuje, že používání výrobků Moretti bude trvalé a bezchybné. Doba trvání případných implicitních záruk, které lze uplatnit v souladu se zákonem, je omezena záruční dobou. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání implicitní záruky, zproštění odpovědnosti nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod souvisejících s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá zproštění odpovědnosti nebo omezení této záruky. Tato záruka podléhá změnám bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní prodejce _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno do _____

Adresa _____ Obec/město _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21

11

www.morettispa.com

e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.