

 Zdravotnický prostředek třídy I NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2017/745E RADY ze dne 5.
dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

CP102-xx	Kola řady START1 60 cm - samohybná
CP110B-xx	Kola řady NEXT 60 cm - samohybná, zvedací opěrka
CP115B-xx	Kola řady NEXT GO! 30 cm - tranzitní, zvedací opěrka
CP200-xx	Kola řady DUAL 60 cm - samohybná
CP205-xx	Kola řady DUAL GO! 30 cm - Transit
CP300-xx	Kola řady PLUS 60 cm - samohybná - obézní
CP310-xx	Kola řady PLUS GO! 30 cm - Transit - Obézní
CP520-xx	Kola řady GO UP! 30 cm - Transit
CP620-xx	Kola řady SKINNY 50 cm - Úzké prostory
CP625-xx	Kola řady SKINNY GO! 30 cm - Transit - Úzké prostory
CP880-35	Kola řady KIDDY 56 cm - samohybná

(**B** = modrá; **xx** = označuje dostupnou velikost sedadla, např. 38-40-43-45-46-48-50-55-60 cm; pro CP110B-CP115B-CP200 a CP205 NENÍ dostupná velikost 45)

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali invalidní vozík ARDEA ONE od společnosti Moretti S.p.A., který je určen pro pohyb osob s poruchou hybnosti v domácnosti i mimo ni, při cestování nebo při jednoduchých každodenních činnostech. Tento návod k použití obsahuje drobné rady pro správné používání vámi zvolené pomůcky a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím vozíku pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

Poznámka: Zkontrolujte, zda nebyly všechny díly invalidního vozíku během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Tento invalidní vozík je určen pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a lze jej používat samostatně (pokud je vybaven velkými zadními koly) nebo s pomocí obsluhy.

Ve všech případech je však pro různá potřebná nastavení nutná obsluha.



POZOR!

- Je zakázáno používat následující zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo v důsledku použití jiného, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.



4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny MANUÁLNÍ TLAČÍTKA - ARDEA ONE jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745 ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:











1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

POZNÁMKA: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které vydává a svými kanály zpřístupňuje společnost MORETTI SPA.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod k obsluze.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění osob.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí
- Pro správné zvednutí invalidního vozíku je nutné jej složit podle pokynů v tomto návodu a poté jej uchopit za rukojeti.
- Nezvedejte invalidní vozík za odnímatelné části, které by se mohly při zvedání náhodně uvolnit.
- Uživatel a/nebo pacient by měl hlásit veškeré závažné události, které se vyskytnou v souvislosti s prostředkem, výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž byl prostředek vyroben.

6. POUŽITÉ SYMBOLY


	Kód produktu		Výrobní šarže
	Zdravotnické zařízení		Jedinečný identifikátor zařízení
	Označení CE		Přečtěte si návod k použití
	Výrobce		Podmínky likvidace
	Sériové číslo		Podporovaná hmotnost



7. OBECNÝ POPIS

7.1 Zobrazení a seznam dílů


V závislosti na modelu invalidního vozíku, který si vyberete, jsou to prvky, které jej budou tvořit:




A - Základní rám invalidního vozíku
B - Sada montážních klíčů




C - Boční opěrky nohou




D - Malá zadní kola
(průměr 30 cm) tranzitní model



E - Velká zadní kola
(průměr 60 cm) samohybný model




F - zadní kola se sníženým průměrem
(průměr 50 cm) samohybný model



G - Velká zadní kola - Dětský model (průměr
56 cm) samohybný model

8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

81 Otevření



(FIG.1) Obrázek pro ilustraci

Poznámka: viz upozornění
bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití.

- Uchopte trubky rukojetí a vytáhněte je směrem ven, přitom tlačte sedadlo dolů a ujistěte se, že je invalidní vozík zcela otevřený (OBR. 1).

82 Uzávěrka



(FIG.2) Obrázek pro ilustraci

- Prudce zvedněte sedadlo a zavřete vozík opětovným přitážením obou rukojetí k sobě. tahu (obr. 2)

83 Montáž/odmontování loketních opěrek

CP102-xx / CP110B-xx / CP115B-xx / CP520-xx / CP880-35



(FIG.3) Obrázek pro ilustraci



(FIG.4) Obrázek pro ilustraci

CP300-xx / CP310-xx / CP200-xx / CP205-xx




(FIG.3A) Obrázek pro ilustraci



(FIG.4A) Obrázek pro ilustraci

CP620-xx / CP625-xx



(FIG.3B) Obrázek pro ilustraci

A - Odemykácí zařízení
B - Zajišťovací spona

- Vložte loketní opěrky do zadního držáku, pak je sklopte dopředu a rovněž je zahákněte do předního držáku (OBR. 3, OBR. 3A).
- Vložte zkumavky do držáků správným zacvaknutím pojistné spony (obr. 3B).
- Pro vyjmutí stiskněte přední uvolňovací páčku, poté opěrky nakloněte dozadu a zatáhněte za zadní uvolňovací knoflík, čímž je vyjmete (OBR. 4, OBR. 4A).
- Pro vyjmutí stiskněte uvolňovač (A) a poté jej zvedněte nahoru (obr. 3B).

84 Instalace/demontáž bočních nebo zdvihacích plošin



(FIG.5) Obrázek pro ilustraci

- Chcete-li nainstalovat boční i výškovou opěrku nohou, zarovnejte otvory v držácích s příslušnými kolíky na rámu invalidního vozíku a poté otočte opěrku nohou dovnitř, aby páčka správně zapadla. blokovací zařízení na rámu invalidního vozíku (OBR. 5).
- Chcete-li opěrku nohou vyjmout, odpojte ji od rámu invalidního vozíku, otočte ji směrem ven a vytáhněte ji nahoru.


85 Nastavení bočních opěrek nohou



(FIG.6) Obrázek pro ilustraci

- Chcete-li nastavit délku opěrek nohou, odjistěte levou bezpečnostní páčku ve spodní části a stiskněte pružinové tlačítko, posuňte trubku dokud tlačítko nezapadne zpět do požadovaného otvoru. Poté bezpečnostní páčku opět zajistěte. (OBR. 6)

86 Nastavitelné zvedací plošiny (VOLITELNĚ)




(FIG.7) Obrázek pro ilustraci

- Chcete-li nastavit délku opěrek nohou, odjistěte levou bezpečnostní páčku ve spodní části a stiskněte pružinové tlačítko, posuňte trubku dokud tlačítko nezapadne zpět do požadovaného otvoru. Poté bezpečnostní páčku opět zajistěte. Obr.7 (pozn. P)
- Chcete-li nastavit výšku opěrek nohou, použijte páčku znázorněnou na obr. 7 (pozn. L) a poté, po nalezení správného nastavení uvolněte páčku, čímž opěrky nohou trvale zajistíte.

87 Montáž/odmontování malých zadních kol (pouze pro NEXT, DUAL a SKINNY)

Zadní kola o průměru 30 cm musí být umístěna v posledním otvoru ve spodní části rámu.



(FIG.8) Obrázek pro ilustraci


U rychloupínacích kol

- Odstraňte plastové zátky otvoru a vložte kola tak, že je zatlačíte směrem k rámu, dokud nezapadnou na místo. automatické blokovací zařízení (obr. 8).
- Při demontáži stačí stisknout tlačítko uprostřed ráfku kola, aby se uvolnil zámek, a vytáhnout jej. kolo směrem ven (obr. 8)

U kol s pevnou nápravou (pouze pro SKINNY)

- Vložte malé kolečko a zajistěte jej dodanou maticí.
- Pro demontáž vyšroubujte upevňovací maticí, vytáhněte kolo ven.

88 Nastavení brzd s malými zadními koly (pouze pro NEXT, DUAL a SKINNY)



(FIG.9) Obrázek pro ilustraci

- U zadních kol o průměru 30 cm musí být brzda umístěna na vroubkované části rámu, jak je vidět na obrázku. (Obr.9) a zajistěte brzdový smyk pomocí dvou imbusových šroubů na držáku.

Poznámka: Vzdálenost kluzáku od kola nastavte tak, aby při brzdění vyvinut dostatečný tlak pro bezpečné zablokování kola.

89 Montáž/odmontování velkých zadních kol (pouze pro NEXT GO, DUAL GO a SKINNY GO)

Zadní kola o průměru 60 cm musí být umístěna ve středovém otvoru na rámu.



U rychloupínacích kol

- Odstraňte plastové zátky otvoru a vložte kola zatlačením směrem k rámu, dokud automatické zajišťovací zařízení nezapadne na místo (obr. 10).
- Pro demontáž stačí stisknout tlačítko uprostřed ráfku kola, aby se uvolnil zámek, a kolo vytáhnout ven (obr. 10).

(FIG.10) Obrázek pro ilustraci

U kol s pevnou nápravou (pouze pro SKINNY GO)

- Vložte velké kolo a zajistěte jej dodanou maticí.
- Pro demontáž vyšroubujte upevňovací matici, vytáhněte kolo ven.

810 Nastavení brzd s velkými zadními koly (pouze DUAL GO)



- U zadních kol o průměru 60 cm musí být brzda umístěný na vroubkované části rámu, jak je vidět na (OBR. 11), a zajistěte brzdové kluzáky pomocí dvou imbusových šroubů na držáku.

Poznámka: Vzdálenost saní od kola nastavte tak, aby při použití brzdy byl vyvinut dostatečný tlak k bezpečnému zablokování kola.

(FIG.11) Obrázek pro ilustraci

9. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav opotřebených příslušných mechanických částí, abyste se ujistili, že zařízení lze používat zcela bezpečně pro osoby a majetek.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení se zvláštním důrazem na správné zasunutí zadních kol.
- Zkontrolujte, zda je sedadlo v konečné uzamčené poloze zcela otevřené. (pokud tomu tak není, přitlačte sedadlo více k rámu).
- Zkontrolujte správnou funkci brzd na zadních kolech.

10. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Invalidní vozík se nesmí používat jako sedadlo v motorových vozidlech.
- Vždy se ujistěte, že je ovládání brzd správně seřizeno a funguje.
- Při používání invalidního vozíku je třeba dbát zvýšené opatrnosti při zachycení prstů v některých částech, jako jsou kola nebo brzdy.
- Vezměte prosím na vědomí, že povrchová teplota invalidního vozíku se může zvýšit, pokud je vystaven vnějším zdrojům tepla, například slunečnímu záření.

11. ZPŮSOB POUŽITÍ

Poznámka: Viz obecná upozornění v tomto návodu k použití.



POZOR!

- Samostatné nasedání a vysedání z vozíku je potenciálně nebezpečná operace: provádějte ji pouze v případě, že jste toho fyzicky schopni, a s opatrností.
- Neopírejte se o odnímatelné části, nejlépe o rám sedadla.

PŘI NASTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ Z VOZÍKU SE NEPOKLÁDEJTE NA OPĚRKY NOHOU, HROZÍ NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ!!!

111 Nástup do invalidního vozíku

1. Přemístěte invalidní vozík co nejbližší k sobě tak, aby byl umístěn vedle vás.
2. zablokujte brzdy zadních kol; pro co nejsnazší nastupování do vozíku doporučujeme odstranit opěrku na straně, kde se tyto úkony provádějí.
3. Opřete se rukama o rámovou konstrukci a pak pomalu klesejte k sedadlu.

112 Vystupování z invalidního vozíku

1. Přiblížte se co nejvíce k místu přesunu
2. zablokujte brzdy na zadních kolech; pro co nejsnazší vystupování z vozíku doporučujeme odstranit opěrku na straně, kde se tyto úkony provádějí.
3. Opřete se rukama o rám sedadla, na které se přesouváte, a pomalu se k němu přibližujte.

113 Schody a sklony (tipy, jak je nejlépe zvládnout)



POZOR!

Tyto techniky platí pouze pro zkušené uživatele invalidních vozíků. Ve všech ostatních případech se doporučuje pomoc asistenta!

Postavte se na okraj chodníku nebo schodu, který chcete překonat.

Vyvažte vozík na zadních kolech tak, aby přední kola byla dostatečně zvednutá a mohla se opřít o překonanou překážku. Nakloňte horní část těla dopředu a prudce zatlačte madlo na zadních kolech dopředu. Tlačte tak dlouho, dokud se zadní kola nezvednou nad překážku.

GET OFF

Chcete-li sjezdvokou sjet, postupujte opačně. Postavte se zadní částí vozíku před překonanou mezeru, pevně se přidrže madel zadních kol a pomalu sjíždějte ze schodu nebo překážky; poté vyvažte vozík na zadních kolech tak, aby se přední kola mírně zvedla, a opatrně dokončete sjezd.

**POZOR!**

Tuto techniku se nedoporučuje používat, pokud je výškový rozdíl větší než 10 cm !!!

114 Použití loketních opěrek

Loketní opěrky mohou být pouze sklopné, pouze výsuvné nebo sklopné a výsuvné:

SKLÁPĚNÍ OPĚRKY - Tato funkce je velmi pohodlná při nastupování a vystupování z vozíku. Chcete-li opěrku rukou sklopit, jednoduše stisknete přední uvolňovací páčku a otočte ji směrem dozadu.

115 Použití samohybných kol

Zadní 50/60 cm velká kola slouží k samohybnému pohonu vozíku. Za tímto účelem uchopte madlo na kole a tlačte je požadovaným směrem.

116 Použití malých koleček

Malá zadní kola o průměru 30 cm jsou určena pro jízdu vozíku s asistencí obsluhy pomocí rukojetí na zadních madlech vozíku.

117 Použití malých koleček pro úzké průjezdy (standard u modelů s rychloupínáním)

Tento typ koleček se používá pouze pro krátkodobý pohyb invalidního vozíku, aby bylo možné projet obzvláště úzkými prostory (např. dveřmi výtahu). Aby bylo možné tato kolečka použít, je nutné vozík zvednout, aby se odstranila zadní kolečka, poté vozík zatlačit zpět na malá kolečka a poté zadní kolečka opět nasadit.

118 Přeprava dopravními prostředky

Invalidní vozík je navržen tak, aby se dal snadno přepravovat. Po sejmutí podnožek a područek jej lze složit a pohodlně umístit například do zavazadlového prostoru automobilu. Pokud to není z prostorových důvodů možné, umístěte invalidní vozík před zadní sedadlo tak, aby byl stabilní a nemohl se převrátit nebo posunout. Pokud je to možné, zajistěte invalidní vozík bezpečnostním pásem vozidla.

12. ÚDRŽBA

Přístroje řady **ARDEA ONE** by Moretti S.p.A. jsou při uvedení na trh pečlivě kontrolovány a označeny značkou CE. V zájmu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby vhodnost výrobku pro použití byla zkontrolována výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. V případě oprav se musí používat pouze originální náhradní díly a příslušenství. Před použitím přístroje proveďte všechny kontroly a prohlídky navržené v části "**PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM**" tohoto návodu k použití. Invalidní vozíky **ARDEA ONE** vyžadují několik základních úkonů pravidelné údržby; níže je uveden seznam kontrol, které je třeba pravidelně provádět:

brzdný výkon	měsíčně
čištění sedadla	podle potřeby

13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE**131 Čištění čalounění a polstrování**

Potahy a polstrování jsou vyrobeny z nylonu. Lze je čistit jemnou vodou a mýdlem.

132 Čištění rámu a kovových částí

Na rám a kovové části lze použít také neutrální mýdlo a vodu, poté je otřete do sucha měkkým hadříkem, aby nedošlo k poškrábání laku rámu.

133 Čištění kol a brzd

Stejně tak lze kola čistit jemnou vodou a mýdlem. Dávejte velký pozor na sušení: používání invalidního vozíku s ještě mokрыmi koly by mohlo být velmi nebezpečné.

134 Dezinfekce

Pokud je nutné výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.

Poznámka: Rozhodně nepoužívejte kyselé, zásadité nebo rozpouštědlové produkty, jako je aceton nebo ředidlo.

















14. PODMÍNKY LIKVIDACE 

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Doporučujeme likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

15. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ































Náhradní díly a příslušenství naleznete výhradně ve všeobecném katalogu Moretti.

16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI**161 Rozměry****ROZMĚRY A HMOTNOSTI**

Opatření v cm																	
CP102-38									38		56						
CP102-40									40		58						
CP102-43									43		61						
CP102-45	113	83	43	90	74	49	42-56		45	43	63	27	17,5	60	20	-	120
CP102-46									46		63,5						
CP102-48									48		65						
CP110B-40									40		58						
CP110B-43									43		61						
CP110B-46	105	81	43	90	73	49	41-56		46	42	64	26	18,5	60	20	-	150
CP110B-48									48		66						
CP110B-50									50		68						
CP200-38									38		56						
CP200-40									40		58						
CP200-43									43		61						
CP200-45	113	81	42	90	72-80	49	41-56		45	41	63	29	19,5	60	20	4	150
CP200-46									46		64						
CP200-48									48		66						
CP200-50									50		68						

Rozsah
MAX

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozměry v cm																	
CP300-50								50		73							
CP300-55	118	90	48	92	73	52	43-57	55	41	78		32	26	60	20	-	200
CP300-60								60		83							
CP620-40								40		51							
CP620-43								43		54							
CP620-46	100	73	41	92	80	53	45-57	46	37	57		26	16,5	50	18	-	110
CP620-48								48		60							
CP880-35	94	74	36	86-99	62	42	37-42	35	37	56	31	14,5	56	15	-	100	
Rozměry v cm																	
CP115B-40								40		53							
CP115B-43								43		56							
CP115B-46	98	75	41	92	76	50	41-56	46	43	58,5	25	18,5	30	20	-	150	
CP115B-48								48		61							
CP115B-50								50		63							
CP205-38								38		52							
CP205-40								40		54							
CP205-43								43		57							
CP205-45	104	76	42	90	71-80	49	41-55	45	41	59	25	17,5	30	20	4	150	
CP205-46								46		59,5							
CP205-48								48		62							
CP205-50								50		64							
CP310-50								50		63							
CP310-55	104	77	48	92	70	52	43-57	55	39	68	30	21	32	20	-	200	
CP520-40								40		55							
CP520-43								43		58							
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42-56	45	42	60	26	17,5	30	20	-	150	
CP520-46								46		60,5							
CP520-48								48		63							
CP625-40								40		51							
CP625-43	88	61	41	92	80	53	45-57	43	37	54	26	16,5	30	18	-	110	

*Měry se mohou lišit o ± 0,5 cm.

Technické specifikace

- Ocelový rám
- Maximální nosnost pro **CP102: 120 kg** - pro **CP110B, CP115B, CP200, CP205, CP520: 150 kg** - pro **CP300, CP310: 200 kg** - pro **CP620, CP625: 110 kg** - pro **CP880-35: 100 kg**
- Průměr předních PU kol 20 cm
- Dětská přední PU kolečka o průměru 15 cm
- Malá zadní PU kola o průměru 30 cm
- Velká zadní PU kola o průměru 60 cm
- Velká zadní PU kola s úzkými průchody o průměru 50 cm
- Velký dětský model zadních kol o průměru 56 cm
- Nylonový povlak
- Odolnost proti vznícení: Materiály použité na čalounění a polstrování byly testovány metodami uvedenými v normě EN1021-1/2.
- Referenční normy: EN 12183
- Teplota provozního prostředí: -20 C° / + 40 C°
- Doporučené skladování: Skladujte na chladném a suchém místě a vždy

mimo dosah přímých zdrojů tepla, jako je sluneční světlo. (doporučená teplota mezi +10 C° / +40 C°)

17. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

17.1 Opravy

Záruční oprava: V případě, že se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení výrobek vyměnit nebo opravit v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku může nést společnost Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka: Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem převzetí opraveného výrobku.

Nevalné výrobky: Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dospěje k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

17.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne obdržení náhradního dílu.

17.3 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LISTINA**

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:info@morettispa.com **MADE IN P.R.C.**