



KYARA®

MA LTK770 01 A_EN_05-2019

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ NOHOU- 3 TEPLoty

NÁVOD K POUŽITÍ



INDEX

- KÓDYstrana 3
- ÚVOD strana 3
- BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍstrana.3
- POUŽITÉ SYMBOLYstrana.5
- OBECNÝ POPIS strana 5
- METODY POUŽITÍ.....strana.5
 - Funkce automatického vypnutístrana.6
 - Vypnutí.....strana.6
- ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....strana.6
- PODMÍNKY ODSTRAŇOVÁNÍstrana.7
- TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA.....strana.7
- ŘEŠENÍ PROBLÉMŮstrana.7
- ZÁRUKA.....strana.8
 - Ustanovení o výjimkách strana.8

1. KÓDY


LTK770 ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ NOHOU - 3 TEPLoty


2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali elektrický ohříváč nohou Kyara by Moretti. Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a dodržujte je. Tento návod si uschovejte po celou dobu životnosti výrobku pro referenční účely. V případě předání spotřebiče třetí osobě předejte i celou dokumentaci. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání zvoleného přístroje a cenné rady pro vaši bezpečnost. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správné poradí.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda všechny části výrobku nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na prodejce, který vám poskytne další pokyny.

3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Po vyjmutí spotřebiče z obalu zkontrolujte, zda je dodávka kompletní podle výkresu a zda není poškozena při přepravě. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na místního prodejce. Obalový materiál není hračka pro děti! Plastový sáček uchovávejte mimo dosah dětí; hrozí nebezpečí udušení!
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda údaje o síťovém napětí na typovém štítku odpovídají dostupnému síťovému napětí. Typový štítek je umístěn na spotřebiči.
- Tento spotřebič smí být používán pouze jako topná podložka pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevyhovující, a tudíž nebezpečné.
- Během prvních několika použití může uvolňovat nepříjemné pachy způsobené syntetickými materiály.
- Tepelné zkoušky topné podložky na volném prostranství, např. rukama, nelze považovat za platné, protože podléhají nesprávnému vyhodnocení tepla.
- Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být dohlížely na to, aby si se spotřebičem nehrály. Spotřebič nepoužívejte zejména s nemožujícími osobami, kojenci nebo osobami necitlivými na teplo.
- Zařízení nesmí používat děti, pokud ovládací zařízení nebyly předem upraveny rodičem nebo opatrovníkem nebo pokud dítě nebylo řádně poučeno o tom, jak tato zařízení bezpečně používat.
-  **VAROVÁNÍ - nevhodné** pro děti do 3 let. Děti mladší 3 let nesmí spotřebič používat z důvodu neschopnosti reagovat v případě přehřátí.
- **NEDOPORUČUJTE** ovládání teploty mokřýma rukama.
- **Netahejte** za napájecí kabel **ani** za samotný spotřebič, abyste jej odpojili ze zásuvky.
- **NEPONOŘUJTE** napájecí kabel a dálkové ovládání.

- Před čištěním nebo údržbou a při nepoužívání vždy odpojte zástrčku od zdroje napájení.
- V případě poruchy nebo závady zařízení vypněte a nemanipulujte s ním. Opravy provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Zařízení lze používat pouze s typy ovládacích prvků uvedenými na štítku zařízení.
- Dálkový ovladač (1) ani napájecí jednotku **NEPOKLÁDEJTE** pod příkrývkou nebo na ni, pokud je v provozu.
-  Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** složené.
- Při skladování nechte výrobek před složením vychladnout.
- Nenechávejte oblečení uvnitř složeného výrobku.
- Často kontrolujte, zda jednotka nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky objeví nebo pokud byl přístroj nesprávně používán, obraťte se před dalším používáním na autorizované servisní středisko.
- Přístroj nesmí používat uživatelé kardiostimulátoru.
- Tento přístroj není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- **NEPOUŽÍVEJTE**, když je mokrá nebo v prostředí s vysokou vlhkostí (např. v koupelně).
- Spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** k ohřevu zvířat.
- **NESMÍTE** usínat s přístrojem v provozu.
- Pokud je spotřebič používán delší dobu, měl by být přepínač nastaven do polohy 1-2 (minimální ohřev).
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** na oteklé nebo bolavé části těla.
- Pokud během používání pocítíte bolest, okamžitě přístroj vypněte.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud jsou ve vzduchu přítomny vysoce hořlavé plyny.
- Přístroj NIKDY nepoužívejte v blízkosti zdroje plynu.
- Na výrobek **NEPOKLÁDEJTE** hořlavé materiály nebo materiály, které se vlivem tepla snadno znehodnotí (např. karton, plast, papír, svíčky).
- Zařízení NIKDY nevystavujte jiným zdrojům tepla (např. sporákům nebo troubám), teplotám pod bodem mrazu, přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
-  **NEZAPICHUJTE JEHLY ANI ŠPENDLÍKY.**
- Dlouhodobá aplikace při vysokém nastavení může způsobit popálení pokožky.


**POZOR!****V případě nesprávného použití hrozí nebezpečí zranění.**

4. POUŽITÉ SYMBOLY


REF Kód produktu

LOT Měsíc a rok výroby


CE Označení CE

 Návod k použití

 Likvidace

 Třída ochrany II

5. OBECNÝ POPIS



HLAVNÍ SOUČÁSTI

1. Dálkové ovládání
2. Volič teploty
3. Zobrazit
4. Konektor
5. Základna konektoru

6. ZPŮSOB POUŽITÍ

Elektrický ohřívač nohou umožňuje cílenou aplikaci tepla na nohy uživatele.

**POZOR!**

Ohříváč nohou lze používat pouze s dodaným ovladačem. Příslušný model je uveden na štítku.

- Zapojte ovládací zásuvku (4) do konektorové základny (5) a připojte ovládání teploty k ohříváči nohou.
- Zapojte zástrčku do zásuvky a na krátkou dobu zvolte maximální teplotu, aby se ohříváč nohou rychleji zahřál, poté zvolte úroveň od 1 do 3 (úroveň 1 = minimální teplota; úroveň 2 = střední teplota; úroveň 3 = maximální teplota).
- Vložte chodidla do ohříváče nohou.

6.1 Funkce automatického vypnutí

- Ohříváč nohou je vybaven systémem automatického vypnutí. Po 90 minutách provozu se vypne.
- Chcete-li spotřebič znovu zapnout, nastavte přepínač teploty do polohy "0", počkejte několik sekund a poté znovu zvolte požadovaný stupeň teploty.

6.2 Vypnutí

- Vypněte ohříváč nohou otočením přepínače teploty do polohy "0".
- Odpojte zástrčku ze zásuvky.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte bělidlo



Ruční praní při teplotě do 30 °C Nelze prát v pračce



Nečistěte chemicky



Nesušte ohříváč nohou v sušičce.



Ohříváč nohou nelze žehlit

- Před čištěním se ujistěte, že ohříváč nohou není připojen k elektrické síti a že je studený.
- Před čištěním vždy odpojte připojovací kabel.
- Odstraňte vnitřní podšívku a vyperte ji v ruce (NE V PRAČCE) při teplotě do 30 °C.
- Používejte neutrální prací prostředek.
- NEPOUŽÍVEJTE bělidlo.

- Nesušte v sušičce, sušte na vzduchu, nestavte ohřívač nohou na radiátory nebo jiné topné systémy.
- NEŽEHLETE
- Před dalším použitím se ujistěte, že je ohřívač nohou zcela suchý.
- Při čištění nepoužívejte chemikálie ani abraziva.


POZOR!

Vnější povlak nesmí přijít do styku s vodou.

8. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE


Obal výrobku je vyroben z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



V souladu s evropskou normou 2002/96/ES musí být nepoužívaná svítidla řádně zlikvidována. Recyklovatelné materiály obsažené ve spotřebiči jsou využity tak, aby nedocházelo ke zhoršování životního prostředí. Další informace získáte u místního úřadu pro likvidaci odpadu nebo u prodejce spotřebiče.

9. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 MORETTI www.morettispa.com		      	
 NO BLEACH	 NO IRONING	Model: SS02201	REF LTK770
 NO DRY CLEAN	 NO WASHER DRY	Voltage: 220-240 ~ 50Hz Rated power input: 100W	LOT
IMPORTATO E DISTRIBUITO DA MORETTI S.P.A. Cavriгла (AR) Italy. IMPORTED AND DISTRIBUTED BY MORETTI S.P.A. Cavriгла (AR) Italy.		MADE IN P.R.C.	
IT - USARE SOLO CON IL COMANDO SS02201. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.			
EN - USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SS02201. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.			
FR - N'UTILISEZ LA COUVERTURE OU/AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SS02201. UNE APPLICATION PROLONGÉE AVEC UNE HAUTE TEMPÉRATURE PEUT CAUSER DES BRÛLURES À LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES À LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.			
ES - USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SS02201. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NIÑOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.			
PT - USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SS02201. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULAÇÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.			

(Obrázek pro ilustraci)

- Rozměry 30x30x24 cm
- Příkon 100 W - napětí 220-240 V
- Materiál 100 % polyester

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

POZOR!

Pokud elektrické zařízení nefunguje správně a je vadné, nepokoušejte se jej opravit sami.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje.	Zařízení nepřijímá napájení.	Zkontrolujte, zda: a. zda je napájecí kabel správně připojen k zásuvce; b. síťová zástrčka je zasunuta do zásuvky; c. zásuvka je vadná; d. byla aktivována pojistka vašeho síťového připojení.
	Nebyla vybrána žádná úroveň teploty. Regulátor úrovně teploty je v poloze 0.	Nastavte úroveň regulátoru teploty d o polohy 1, 2 nebo 3.
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí.	Nechte zařízení zkontrolovat.

11. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití.

Společnost Moretti neodpovídá za žádné škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a obsluze.

Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je to možné), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu.

Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

11.1 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky

nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými produkty. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LISTINA**

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:

info@morettispa.com **MADE IN P.R.C.**

