

ŽIDLE CLARO

Robustní a pohodlná židle pro seniory je vhodná pro použití v pečovatelském domě nebo v domově důchodců a je ideální i do jiných zdravotnických zařízení, jako jsou nemocniční oddělení, denní stacionáře, hospice a bytová družstva. Vyrobeno z čalounění odolného vůči tekutinám ve zvolené barvě a přírodního rámu, který lze přizpůsobit barvě lůžka nebo nábytku pacienta. Claro W01 má kompaktní rozměry, díky nimž je ideálním řešením do jídelen nebo místností, kde záleží na každém centimetru.

Klíčové vlastnosti:

- silné dřevo potažené nehořlavým lakem
- sedák z pěny s vysokou hustotou.

Základní rozměry:

Celková šířka x výška x hloubka 48,5x88x55cm

Šířka x hloubka sedáku 48,5x47cm

Šířka x výška opěradla 47x34,5cm

Výška sedadla nad podlahou 47cm

Celková hmotnost 7,8kg

Maximální nosnost:



Omyvatelný, paropropustný materiál čalounění
Používejte pouze přípravek vhodný k čištění dřevěných povrchů.

