



HM-250P

Pokyny k čištění:

- Povrch lze čistit/dezinfikovat podle místních pokynů
- Vhodný je 1% roztok chlornanu sodného nebo Actichlor plus 10 000 ppm
- Při čištění váhy doporučujeme používat utěrky na bázi alkoholu nebo podobné prostředky
- Nepoužívejte žíravé kapaliny, velké množství vody ani vysokotlaké mycí prostředky
- Nedezinfikujte mlhou nebo parami
- Před čištěním vždy odpojte váhu od elektrické sítě

Technické parametry:

- Záruka: 1 rok
- Rozsah měření: 13,5 cm - 210 cm
- Odstupňování: 1 mm
- Výškoměr s plastovým pouzdem na přenášení
- Obsahuje nástěnné stabilizátory
- Dodává se s robustním plastovým kufříkem z vlnitého plechu
- Kompletní se stabilizátory stěn
- Lehká plastová konstrukce
- Rozměry: 213 x 35 x 41,5 cm

Stamed s.r.o.

tel.: +420 725 323 111

email: obchod@stamed.cz

adresa: Vřesová 667, Zruč-Senec, 330 08

IČ: 29161941

DIČ: CZ29161941

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka



Komplexní řešení pro zdravotnická a

zdravotnická a zdravotnická