

Inkontinenční ložní podložky

Podložky pod klienty z měkkého příjemného materiálu s aktivním odvodem potu. Podložka pojme až 2 000 ml tekutiny. Nepromokavá spodní vrstva pro méně časté výměny. Kvalitní provedení zaručuje mnoho pracích cyklů. Podložky jsou dostupné i v úpravě s pruhem na založení pod matraci.

Povrchová část:

- jemně kartáčovaná bílá 85 g/m²
- materiál 100% polyester, bsorbent

Savá část:

- netkaná textilie 95 g/m²
- materiál 95 % polyester
- 5% bavlna

Bariéra:



- PU film
- jemně kartáčovaná zelená 85 g/m²
- materiál 100% polyester
- pratelné na 95 °C



Pozn.: Podložka patří barevnou stranou dopod a bílou stranou směrem k pacientovi.

Varianty a rozměry:

- 85 × 90 cm
- 85 × 90 cm s pruhem na založení
- 110 × 90 cm
- 110 × 90 cm s pruhem na založení



Inkontinenční podložka s pruhem na založení