

# Hyper Foam 2 clinic

NOVINKA

Nepromokavý a prodyšný potah

PU potah, který je možné sundat a prát až na 95°. Dezinfikovatelný potah - odolný běžným desinfekčním prostředkům

Třívrstvé jádro z hyperelastické pěny

Kryt zipu proti zatečení tekutiny

Ultrazvukově svařované švy

Zpevněné boky pro maximální stabilitu

Výjimečný ventilační systém pro ideální mikroklima

Supersoft zóna pro odlehčení hlavy a pat

Přispějte k ochraně klimatu

- ✓ Vhodná až do stadia EPUAP 4 / velmi rizikovní pacienti
- ✓ Ultrazvukově svařované švy
- ✓ Nosnost až 150 kg
- ✓ Třívrstvé jádro z hyperelastické pěny
- ✓ Vodotěsný, zároveň prodyšný PU potah
- ✓ Označení CE MDR 2017/745
- ✓ Odolnost vůči vznícení DIN EN 597 (I + II), CRIB 5
- ✓ Materiál obalu je odolný proti virům a bakteriím / ASTM 1670 + 1671



## ZÁRUKA 7 LET

Kvalitní materiály prodlužují životnost matrace, zároveň šetří environmentální zdroje.



Matrace GREENLINE jsou vyrobeny z pěny ECOLAST®. Oproti konvenčním antidekubitním matracím mají menší emise CO<sub>2</sub>, a to až o 22%.



ECOLAST® je speciálně vyvinutá hybridní pěna s otevřenější strukturou buněk zlepšujících cirkulaci vzduchu. Benefitem pro pacienta je dosažení optimálního mikroklima.



Pěna ECOLAST přináší dokonalé rozložení tlaku. Díky nové technologii matrace GREENLINE nabízí skvělé propojení ekologie s terapií.