

Vyšetřovací lehátko MI33X

Elektrické vyšetřovací lehátko je profesionálním vybavením ordinace. Je vhodné na různé druhy vyšetření, fyzioterapeutická cvičení nebo rehabilitace. Lehátko je výškově nastavitelné a má polohovatelné opěradlo. Lehátko je vyrobené z velmi kvalitních materiálů. Konstrukce je zhotovena z lakované oceli. Na polstrování byla použita omyvatelná a ohnivzdorná koženka.

- Délka lehátka: 202 cm
- Výška lehátka: 52-92 cm
- Šířka lehátka: 68, 80 nebo 90 cm
- Výška polstrování: 5 cm
- Sklon opěradla 0°-60°
- Nosnost: 200 kg
- Výběr z barev: bílá, modrá, černá
- Jednotlivě brzditelná kolečka

