

Myčka podložních mís

AT-OS



Myčka AT-OS slouží k vyprazdňování, mytí a dezinfekci podložních mís a urinálů v nemocnicích, domovech pro seniory a ostatních zařízeních.

Vlastnosti:

- ✓ Plně automatická myčka a sterilizátor podložních mís a urinálů
- ✓ Mycí proces probíhá kombinací pohyblivých a pevně umístěných trysek
- ✓ Myčka je vybavena digitální obrazovkou pro zobrazení aktuálních hodnot o právě probíhajícímu programu.
- ✓ Pro zajištění rychlého, efektivního čištění a sterilizace je přístroj vybaven sadou přednastavených programů pro různou skladbu náplně.
- ✓ Ve spodní části zařízení je k dispozici prostor pro uložení dvou 5 litrových kanystrů s mycím přípravkem
- ✓ Připojení k PC pomocí USB portu pro sledování historie mycích cyklů vč. chybových hlášení a dalších funkcí
- ✓ Možnost rozšíření výbavy myčky dle přání zákazníka

MATERIÁL:

Vyrobena výhradně z nerezové oceli AISI 304 scotch brite. Mycí komora je vyrobena z hluboko tažené nerezové oceli AISI 304 bez přerušování a spojů se zaoblenými hranami.