

OCHRANA BOČNIC LŮŽKA

POPIS:

Ochrany bočnic jsou důležitým doplňkem nemocničních lůžek a lůžek v pečovatelských zařízeních a hrají mnohostrannou roli při zvyšování pohodlí a bezpečnosti pacientů. Působí jako měkké zábrany a účinně zabraňují zraněním tím, že tlumí boky lůžka, čímž snižují riziko náhodného nárazu pacienta o tvrdé hrany. Tyto ochrany navíc podporují pohodlí a klidný spánek, poskytují dodatečné odpružení a minimalizují rušivé vlivy, čímž umožňují klidnější spaní, které je nezbytné pro uzdravení. Tyto ochrany bočnic jsou potaženy odolným, omyvatelným materiálem, který se čistí otíráním, a jsou vyplněny vnitřní pěnovou vrstvou. Podél spodního okraje jsou opatřeny suchým zipem, který drží ochrany na bočnicích postele

SPECIFIKACE POTAHU:

Omyvatelný materiál

Ohnivzdornost: BS7175 1989 Crib 5

SPECIFIKACE VÝPLNĚ:

Bílá nebo smetanová pěna

Hustota 28 kg/m³

OHNIVZDORNOST VÝPLNĚ:

Dle: SI1324 1988, ve znění 1989,1993,2010



Dostupné varianty: CSB, CSFB, S4CSB75114, CCBPB, CCSFB, CCBPBH



Čistěte otíráním



Neperte



Nepoužívejte bělidlo



Nežehlete



Nesušte v sušičce

Dodavatel:

Stamed s.r.o.

Vřesová 665

Zruč – Senec, 330 08

Unit 1a Aireside Business Park, Royd Ings Ave Keighley BD21 4BZ

T: 01535 682 630 F: 01535 682 639 E:sales@thorpemill.co.uk www.thorpemill.co.uk

Reg. číslo: 1502793