

NEFTI

Sprchovací lůžko s hydraulickým ovládáním

- Sprchovací lůžko pro mytí a přesun pacienta
- Lůžko je polohovatelné až o 5° pro odtok vody během a po použití
- Ocelový rám s práškovým lakem a antikorozií zaručuje vysokou odolnost
- Omezená šířka vozíku umožňuje snadnou manipulaci i v úzkých prostorech
- Otočné postranice 180° pro snadné umístění pacienta na vozík přímo z lůžka a naopak
- Hydraulické zvedání od 59 do 93 cm



Naklonění lůžka

