

# Polohovací a inkontinenční ložní podložky s úchyty

Podložky pod klienty v provedení z měkkého, příjemného materiálu s aktivním odvodem potu. Podložka pojme až 2 000 ml tekutiny. Kvalitní nepromokavá vrstva s protiskluzovou úpravou. Mezi další výhody absorpční podložky patří úchyty pro snadné polohování klienta.

## Povrchová část:

- jemně pletenina 240 g/m<sup>2</sup>
- materiál 100% polyester

## Savá část:

- netkaná textilie 95 g/m<sup>2</sup>
- materiál 95% netkaná textilie
- 5% umělé hedvábí


## Bariéra:

- vodě nepropustné PVC  
(zaručuje, že lůžko zůstane suché)
- Praní při teplotě 90°C
- Sušení v bubnové sušičce při teplotě sušení 70 – 80 °C

*Pozn.: Podložka patří barevnou stranou dospod a bílou stranou směrem k pacientovi.*



Inkontinenční  
podložka s pruhem  
na založení



## Varianty a rozměry:

- 85 × 90 cm
- 85 × 90 cm s pruhem na založení
- 110 × 90 cm
- 110 × 90 cm s pruhem na založení

