



## Použití váhy s tiskárnou

Pro všechny modely je k dispozici volitelná externí tiskárna Marsden (model TP-2100). Po nasazení tiskárny lze vytisknout hmotnost, výšku a výsledek BMI pacienta.

Po zvážení osoby a výpočtu jejího BMI stačí stisknout tlačítko TISK a zobrazí se následující lístek:

<b>HRUBÁ HMOTNOST</b>	<b>60,00 kg</b>
<b>TARE WEIGHT</b>	<b>30,00 kg</b>
<b>SÍŤOVÁ HMOTNOST</b>	<b>30,00 kg</b>
<b>VÝŠKA PACIENTA</b>	<b>100,0 cm</b>
<b>PACIENT B.M.I</b>	<b>37.5</b>
<b>29/12/2008 17:00</b>	